

Усовершенствованный тренажер-модель головы «Airway Larry», на стойке



Артикулы: 1020961

Назначение

Усовершенствованный медицинский тренажер для обучения навыкам восстановления проходимости дыхательных путей Advanced «Airway Larry» позволяет имитировать отек языка и ларингоспазм в дополнение ко всем функциям стандартных моделей. Теперь ученикам могут быть представлены дополнительные проблемы, с которыми они могут столкнуться в реальной практике!

Фантом головы имитирует пациента, не подвергнутого анестезии, для отработки методов интубации, вентиляции и аспирации. Реалистичные анатомические структуры и ориентиры, предусмотренные в тренажере, сделают практику эффективной, а различные способы отработки интубации повысят профессионализм практикующихся. Применение давления на перстневидный хрящ изменяет положение трахеи и закрывает пищевод, позволяя реалистично отработать прием Селлика.

Анатомические ориентиры

- зубы
- язык
- рото- и носоглотка
- гортань и надгортанник
- черпаловидные хрящи
- ложные связки и истинные голосовые связки
- трахея и легкие
- пищевод

Способы интубации

- через рот, нос
- с помощью пальцев
- с введением трубок E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube и KING System

Благодаря **легкому наклону головы**, а также наличию «отекающего» языка и голосовых связок, усовершенствованный тренажер Advanced «Airway Larry» является превосходным пособием как на начальном, так и на углубленном этапах обучения.

Медицинский робот-тренажер **характеризуется износостойкой, прочной, цельной конструкцией** с разделенными легкими и **может крепиться к манекенам CPRENE CPR Life/form или Adult CRiSis Life/form.**

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Голова/туловище	Мужская голова	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре	Туловище с женской головой	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова	Мужское туловище	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре
Идеально для	Вводных курсов	Вводных и углубленных курсов	Тестирования и практики Combitube®	Обучения спасению и углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей	Обучения приемам в случае труднопроходимых дыхательных путей и СЛР	Углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей	Ларингоскопии с вспомогательной аспирацией и очистки дыхательных путей	Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей и СЛР	Крикотиротомии и специальных методик обеспечения проходимости дыхательных путей	Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей при спасении и изучения анатомии
Пальцевая слепая интубация	+	+	+	—	+	+	+	+	—	—
Ларингоспазм и отек языка	—	+	—	—	—	+	—	—	+	+
Поднятые стенки брюшной полости	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Аспирация	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Выдвижение нижней челюсти	—	—	+	—	+	—	—	—	—	—
Определяемый пальпацией пульс сонной артерии	+	—	—	—	+	+	+	+	—	—

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Введены Е.Т., Е.О.А., Р.Т.Л, L.M.A., Combitube® и ларингеальной трубки	+	+	+	Только LMA и Combitube®	+	+	+	+	—	—
Дополнительные функции	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Прочная конструкция и двойное легкое	Прочная конструкция и двойное легкое	Прочная конструкция и двойное легкое	Жесткий аспирационный катетер отводит нижнюю челюсть и язык, позволяя ввести ларингоскоп	Прочная конструкция и двойное легкое	Реалистичная кожа, устойчивая к повреждениям при агрессивной интубации	Изучение легочного круга кровообращения и полостей ротоглотки и/носоглотки
Поднятые стенки брюшной полости	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Аспирация	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Выдвижение нижней челюсти	—	—	+	—	+	—	—	—	—	—
Определяемый пальпацией пульс сонной артерии	+	—	—	—	+	+	+	+	—	—

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Введение Е.Т., Е.О.А., Р.Т.Л, L.M.A., Combitube® и ларингеальной трубки	+	+	+	Только LMA и Combitube®	+	+	+	+	—	—

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru