

Симулятор Life/form® S.A.L.A.D.



Артикулы: 1021583

Назначение

В медицинском тренажере для обучения навыкам ларингоскопии с использованием аспирации и очистки дыхательных путей предусмотрено измерение пульса на сонной артерии, а также легкий наклон головы вперед наряду с подвижными челюстью и языком. Анатомически точные структуры сделают практику реалистичной и эффективной.

Анатомические ориентиры

- зубы
- язык
- рото- и носоглотка
- гортань
- надгортанник
- черпаловидные хрящи
- ложные связки
- истинные голосовые связки
- трахея
- легкие
- пищевод и перстневидный хрящ

Тренажер позволяет отрабатывать методы аспирации и правильное надувание манжеты при активной рвоте через рот, нос и с помощью пальцев, а также с введением трубок E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A. Для изменения положения трахеи и закрытия пищевода применяется давление на перстневидный хрящ. Возможна отработка приема Селлика.

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Голова/ туловище	Мужская голова	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре	Туловище с женской головой	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова	Мужское туловище	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре
Идеально для	Вводных курсов	Вводных и углубленных курсов	Тестирования и практики Combitube®	Обучения спасению и углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей	Обучения приемам в случае труднопроходимых дыхательных путей и СЛР	Углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей	Ларингоскопии с вспомогательной аспирацией и очистки дыхательных путей	Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей и СЛР	Крикоидотомии и специальных методик обеспечения проходимости дыхательных путей	Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей при спасении и изучения анатомии
Пальцевая слепая интубация	+	+	+	—	+	+	+	+	—	—
Ларингоспазм и отек языка	—	+	—	—	—	+	—	—	+	+
Поднять стенки брюшной полости	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Аспирация	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Выдвижение нижней челюсти	—	—	+	—	+	—	—	—	—	—

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Определяемый пальпацией пульс сонной артерии	+	—	—	—	+	+	+	+	—	—
Введение E.T., E.O.A., P.T.L, L.M.A., Combitube® и ларингеальной трубки	+	+	+	Только LMA и Combitube®	+	+	+	+	—	—
Дополнительные функции	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Прочная конструкция и двойное легкое	Прочная конструкция и двойное легкое	Прочная конструкция и двойное легкое	Жесткий аспирационный катетер отводит нижнюю челюсть и язык, позволяя ввести ларингоскоп	Прочная конструкция и двойное легкое	Реалистичная кожа, устойчивая к повреждениям при агрессивной интубации	Изучение легочного круга кровообращения и полостей ротоглотки и/носоглотки
Поднятие стенки брюшной полости	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Аспирация	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Выдвижение нижней челюсти	—	—	+	—	+	—	—	—	—	—

Определяемый пальпацией пульс сонной артерии	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru