

# Усовершенствованный акушерский симулятор OB Susie®



**Артикулы: 1019303**

## Назначение

Имитатор родов предназначен для практики медицинских работников, в частности врачей-акушеров.

## Особенности

- Модель оснащена звуковыми сигналами, имитирующими тоны сердца матери в диапазоне от 0 до 200 ударов в минуту
- Звуковые сигналы, имитирующие тоны сердца плода с частотой от 0 до 220 ударов в минуту
- Присутствуют звуковые эффекты, имитирующие плач, кряхтение и стридорозное дыхание новорожденного
- Имеются съемная брюшная стенка и непрозрачные оболочки
- Работает от 4-х батареек типа AA в течение 30 ч
- Манекен новорожденного обладает пульсацией в пуповине, которую можно регулировать с помощью груши. Есть также шапочка, которую можно надеть на голову манекена, чтобы минимизировать риск гипотермии. Модель также предоставляет возможность катетеризации пуповины

## Тренируемые навыки на тренажере родов

- Роды при теменном и тазовом предлежании
- Роды с использованием вакуумной экстракции и щипцов
- Маневр Леопольда
- Введение лекарственных препаратов в кишку
- Катетеризация мочевого пузыря
- Послеродовое кровотечение с истечением 1.25 литров жидкости
- Контроль послеродового кровотечения с помощью массажа матки



Артикул	<a href="#">1000002</a>	<a href="#">1005790</a>	<a href="#">1022879</a>	<a href="#">1013558</a>	<a href="#">1019303</a>
Плод	Плод с родничками и швами черепа	Плод мужского и женского пола с подвижными суставами	Плод мужского пола с подвижными суставами и родничками на голове	Плод с подвижными суставами	Плод с подвижными суставами
Пальпация родничков на голове	+	+	+	+	+
Прослушиваемые тоны сердца роженицы и плода	—	—	—	—	+
Механизм родов	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную	Авто
Полное, чистое и неполное ягодичное предлежание плода	+	+	+	+	+
Роды путем кесарева сечения	—	+	+	+	+
Роды при полном и неполном предлежании плаценты	Только полное	Только полное	+	Только полное	Только полное
Искусственный разрыв плодных оболочек (AROM)	—	—	+	—	—
Внутриматочные манипуляции	—	+	+	+	+

Выпадение пуповины и предлежание плаценты	+	+	+	+	+
Ритгена	—	+	+	+	—
Леопольда	+	+	+	+	+
Пинарда и Прагьи (ягодичное предлежание)	—	+	+	+	+
Морисо-Смелли-Вейта (ягодичное предлежание)	—	—	+	+	+
Рубина и Вудса (дистоция плечиков)	—	—	+	+	+
Эпизиотомия	—	+	При использовании дополнительно приобретаемого модуля 10 22212	+	—
Массаж дна матки	—	+	—	+	+
Рыхлая матка	—	—	—	+	+
Послеродовое кровотечение	—	—	При использовании дополнительно приобретаемого модуля 10 21567	—	+
Наложение зажима и перерезание пуповины	—	—	—	+	+

### Комплект поставки


- Тренажер
- Сорочка для родов
- Пара не содержащих латекса перчаток x2
- Аспирационная груша
- Стандартный стетоскоп
- Акушерский стетоскоп
- Стойка для забора крови с резиновой грушей
- Имитация крови и мочи
- Нестерильный мочевого катетер
- Одноразовые шейки матки x3
- Плацента с отделяемыми фрагментами x2
- Силиконовый лубриканто
- Порошок талька
- Инструкция по применению
- Сумка для переноски

### Вес, кг

16



## Дополнительные фотографии



Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru