

Тренажер для обучения физикальному осмотру ТФО-1.02



Артикул: МУ0111

Тренажер медицинский для терапии и кардиологии предназначен для приобретения и закрепления практических навыков диагностирования сердца и легких **методом аускультации**, корректного проведения аускультации, а также **формирования звуковой картины, соответствующей разным патологиям** сердца и легких.

В прилагаемой программе **имеются наборы звуков, характерных для различных заболеваний**, которые воспроизводятся при правильном положении стетофонендоскопа на торсе манекена.

Физикальный осмотр сердечно-сосудистой системы можно проводить **в режиме обучения или тестирования**, когда студенту предлагается по результатам выслушивания и информации из больничной карты больного определить диагноз пациента. Преподаватель может вести параллельное прослушивание.

Имитируемые тоны сердца

- Аортальный стеноз
- Второй сердечный тон расщепленный
- Усиление второго тона
- Дефект межжелудочковой перегородки
- Маятникообразный ритм
- Стеноз митрального клапана
- Недостаточность митрального клапана
- Нормальные сердечные тоны
- Открытый артериальный проток
- Первый сердечный тон ослабленный
- Первый сердечный тон расщепленный
- Первый сердечный тон усиленный
- Пресистолический ритм галопа
- Регургитация крови при недостаточности аортального клапана
- Регургитация крови при недостаточности трикуспидального клапана
- Стеноз легочного ствола

Имитируемые тоны сердца:

- Физиологический третий сердечный тон
- Четырехчленный ритм
- Шум трения перикарда
- Бигеминия
- Изолированный стеноз клапана легочной артерии
- Экстрасистолия
- Мерцательная аритмия
- Аортальная недостаточность
- Шум систолического выброса из AV диализной фистулы
- Дефект межжелудочковой перегородки после закрытия аппарата Starflex
- Митральная регургитация — умеренная
- Гипертрофическая кардиомиопатия
- Субаортальный стеноз
- Коарктация аорты
- Гипертрофическая кардиомиопатия — верхушка
- Кардиомиопатия Такоцубо
- Двустворчатый аортальный клапан — верхушка 2
- Митральный стеноз — ревматический
- Легочный стеноз — легкая форма
- Двустворчатый аортальный клапан
- Стеноз аорты
- Двустворчатый аортальный клапан — верхушка 1
- Пост—пульсирующая процедура Гленна — медленная
- Пост—пульсирующая процедура Гленна — нормальная скорость
- Пост—пульсирующая процедура Гленна — медленная
- Процедура после фонтана с дефектом межжелудочковой перегородки — нормальная скорость
- Дефект межпредсердной перегородки и дефект межжелудочковой перегородки — медленно
- Дефект межпредсердной перегородки и дефект межжелудочковой перегородки — нормальная скорость
- Двустворчатый аортальный клапан и систолический щелчок — нормальная скорость
- Двустворчатый аортальный клапан и систолический щелчок — медленный
- Блок правой связки — медленный
- Блок правой связки — нормальная скорость

Имитируемые тоны сердца:

- Полная блокада сердца с трехстворчатой регургитацией — нормальная скорость
- Открытый артериальный проток — медленный APEX
- Открытый артериальный проток — нормальная скорость APEX
- Недостаточность аорты — медленно APEX
- Недостаточность аорты — нормальная скорость APEX
- Тоны сердца, связанные с легкими — трехстворчатая регургитация
- Тоны сердца, связанные с легкими ЛАГ — Split S2
- Митральная регургитация Трикуспидальная регургитация — медленная
- Дефект межжелудочковой перегородки — медленно
- Дефект межжелудочковой перегородки — нормальная скорость
- S4 Gallop— медленно
- S4 Gallop— нормальная скорость
- S2 2—й сердечный тон Split— медленный
- S2 split — нормальная скорость Протезный клапан, аортальный клапан, митральная регургитация — медленная
- Протезный клапан, аортальный клапан, митральная регургитация — нормальная скорость
- Систолический шум протеза клапана — медленный
- Систолический шум на протезном клапане — нормальная скорость
- Протез митрального клапана Систолический шум Средний диастолический шум — нормальная скорость
- Щелчок закрытия протезного митрального клапана — медленный
- Щелчок закрытия ортопедического митрального клапана — нормальная скорость
- Перикардит — медленный
- Перикардит — нормальная скорость
- Незначительная кардиомиопатия — медленная
- Митральный стеноз — медленный
- Митральный стеноз — нормальная скорость
- Незначительная кардиомиопатия — нормальная скорость
- Митральная регургитация Трикуспидальная регургитация — нормальная скорость
- Митральная регургитация — медленная
- Митральная регургитация — нормальная скорость
- Инфекционный эндокардит Митральная регургитация — медленная
- Инфекционный эндокардит Митральная регургитация — нормальная скорость
- Гипертрофическая кардиомиопатия — медленная
- Гипертрофическая кардиомиопатия — нормальная скорость
- Застойная сердечная недостаточность — медленно
- Застойная сердечная недостаточность — нормальная скорость

Имитируемые тоны сердца:

- Коарцитация аорты — медленная
- Коарцитация аорты — нормальная скорость
- Стеноз аорты — медленный
- Стеноз аорты — нормальная скорость
- Аортальная регургитация, систолический шум изгнания — медленный
- Аортальная регургитация, систолический шум изгнания — нормальная скорость
- Аортальная регургитация — медленная
- Аортальная регургитация — нормальная скорость
- Нормальный сердечный звук — медленный
- Нормальный сердечный звук — нормальная скорость
- Аортальный тон изгнания
- Атриовентрикулярная блокада
- Тон изгнания на легочной артерии

Имитируемые дыхательные звуки

- Бронхофония
- Влажные хрипы
- Сухие хрипы
- Грубые влажные хрипы
- Грубые дыхательные шумы
- Крепитация
- Мелкопузырчатые влажные хрипы
- Нормальное бронхиальное дыхание
- Нормальное везикулярное дыхание
- Ослабленный дыхательный шум
- Патологическое бронхиальное дыхание
- Прерывистое дыхание
- Свистящие хрипы
- Среднепузырчатые влажные хрипы
- Шум трения плевры
- Сухие хрипы низкий тон
- Пуэрильное дыхание
- Рончи у пациентов с уремическим перикардитом
- Хрипы и хрипы — бронхоэктазы у пациента с муковисцидозом
- Хрип — астма
- Хрип

Имитируемые дыхательные звуки

- Хрип — ХОБЛ
- Рончи
- Трение плевры
- Трещины — бронхоэктазы
- Хрипы — отек легких
- Нормальный звук дыхания

Комплектация:

- Тренажер
- Фонендоскоп
- Сетевой фильтр
- Беспроводные наушники
- Клавиатура
- Мышь
- Кресло
- Моноблок
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Методические рекомендации

Материал:

Силикон, двухкомпонентный пластик холодного отверждения, АБС поливинилхлорид, МДФ


Габариты, мм:

1250 x 750 x 1900

Вес, кг:

150

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru