


## Базовый манекен Child CRiSis с функцией управления интубационной трубкой



**Артикулы: 1021993**

Данный полный реанимационный комплекс предназначен для обучения отдельных людей или групп способам оказания неотложной помощи детям. Он предоставляет все средства обеспечения обучения педиатрическим специализированным реанимационным мероприятиям (PALS) и объединяет все станции отработки навыков на одном манекене, делая обучение более реалистичным и предоставляя обучающимся возможность правильного восприятия меньшего по размеру пациента. Имитирует 5-летнего ребенка.

Медицинский манекен человека имеет все необходимые анатомические ориентиры для проведения практики по аспирации, внутрикостным/внутривенным инъекциям, аспирации жидкости, СЛР, дефибрилляции сердца и замеру давления. Шея и челюсть манекена подвижны. Кроме того, реализма добавляет возможность нащупать пульс.

### **Анатомические ориентиры**

- коленная чашечка
- большеберцовая кость
- бугристость большеберцовой кости
- лонное сочленение
- лучевая артерия
- передняя верхняя подвздошная кость

**Рука для инъекций обладает подвижным соединением** в месте двуглавой мышцы для обеспечения доступа спереди от локтевого сустава и с тыльной стороны. При любой работе с кровью обеспечивается ее обратный выброс при наличии давления.

**Кожа и кости манекена являются сменными.**

### **Материал**

Пластик

### **Размер**

1180 мм

### **Вес, кг**

9.4

<b>Рука для замера давления</b>	<b>Проходимость дыхательных путей</b>	<b>Грудная клетка для дефибрилляции сердца</b>
<p>Зона молчания Систолические и диастолические уровни, частота сердечных сокращений и сила тона Громкоговоритель в руке воспроизводит реальные тоны артериального давления 5 тонов Короткова</p>	<p>В совместимые устройства для обеспечения проходимости дыхательных путей входят E.T., E.O.A., E.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube® и ларингеальная трубка Надуваемая полость желудка для индикации зондирования пищевода Средства интубации через рот, нос и пальцевой интубации Отдельные левое и правое легкое для аускультации Средства аспирации</p>	<p>Совместим со всеми стандартными марками и типами дефибрилляторов, мониторов и имитаторов пациента Внутреннее устройство нагрузки поглощает полную энергию электрического разряда Ручная, полуавтоматическая и автоматическая дефибрилляция сердца Ритмы сердца определяются на 4 позициях для снятия ЭКГ и 2 позициях дефибрилляции сердца</p>

Манекен можно использовать с надгортанными устройствами для прохождения дыхательных путей.

	<a href="#">1021993</a>	<a href="#">1021994</a>	<a href="#">1021995</a>	<a href="#">1005624</a>	<a href="#">1021996</a>
Обеспечение проходимости дыхательных путей	+	+	+	+	+
Ларингоспазм и отек языка	+	—	+	—	+
Рука для измерения артериального давления	—	+	+	+	+
СЛР	+	+	+	+	+
Грудная клетка для проведения дефибрилляции сердца	—	+	+	+	+
Нога для осуществления бедренного доступа	—	+	+	+	+
Внутрикостная инфузия	—	+	+	+	+
Рука для внутривенных инъекций	—	+	+	+	+
Интерактивный имитатор ЭКГ	<a href="#">по заказу 1005666</a>	<a href="#">по заказу 1005666</a>	<a href="#">по заказу 1005666</a>	в комплекте	в комплекте
Футляр для переноски	<a href="#">по заказу 1005651</a>	<a href="#">по заказу 1005651</a>	<a href="#">по заказу 1005651</a>	<a href="#">по заказу 1005651</a>	<a href="#">по заказу 1005651</a>

Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru