

Имитатор ухода за стомой

Артикул: 1005591

Габариты:

Длина (см): 45.5

Высота (см): 30.5

Ширина (см): 45.5

Вес (кг): 8.905



Описание:

На этом фантоме женского таза демонстрируется **илеостома и колостома для изучения и тренировки ухода за послеоперационными свищами.** В фантом таза **можно вводить воду при помощи шприца в илеостому и искусственный кал в колостому.** Расширение свищей и наложение послеоперационных постоянных калоприемников можно изучить очень реально.

Имитатор ухода за стомой



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10756/