

Тренажер по уходу за кишечником P16

Артикул: 1022519

Габариты:

Длина (см): 55

Высота (см): 32

Ширина (см): 35

Вес (кг): 3.8



Описание:

Высококачественный тренажер по уходу за кишечником в натуральную величину **для реалистичного обучения** постановке клизмы и другим процедурам на толстой кишке является отличным выбором **для прокачки навыков студентов и медперсонала!**

С помощью прямой обратной связи по результатам введения клизмы, предусмотренной в данном фантоме ягодиц, Вы сможете практиковаться более эффективно, а различные функции медицинского имитатора позволят Вам выполнять разные процедуры в процессе обучения.

Отрабатываемые навыки

- Постановка клизмы
- Введение суппозиториев
- Очистительная масляная клизма обратного потока
- Лекарственные клизмы
- Введение суппозиториев
- Введение медикаментов
- Пальцевое ректальное исследование (DRE) и стимуляция (DRS)
- Пальцевая эвакуация стула (DRF)

Возможна процедура обтирания губкой с имитацией твердого и растворимого стула. Благодаря быстрой и простой смене настроек (< 1 мин) возможно оперативное обучение различным методикам. Кроме того, данный медицинский тренажер содержит **2 3D (трехмерные) анатомо-дидактические модели геморроя,**

Тренажер по уходу за кишечником P16

позволяющие вывести Вашу практику на новый уровень! 3D-модели крепятся к пособию с помощью магнита, поэтому пособие может передаваться от студента к студенту во время урока.

Подробные характеристики тренажера

- Этот высококачественный тренажер для ухода за кишечником имитирует ягодицы пациента с частью бедер, задним проходом и кишечником в предварительно заданном левом боковом лежащем положении
- Верхняя ягодица мягкая и гибкая, для максимальной реалистичности; обучаемый должен приподнять ее, чтобы получить доступ к анусу
- Поддерживает введение катетеров CH16 – CH40 и ректальных зондов с надувной манжетой
- Различные вставки для пальцевых ректальных процедур выполнены из прочного силикона SKINlike™ для имитации тактильных ощущений кожи и тканей человека в процессе DRE и DRS
- Анус остается сомкнутым и непроницаемым после извлечения катетера благодаря высокому качеству материала вставки
- Оптимизированный дизайн, обеспечивающий быструю и простую установку для каждой процедуры

Тренажер по уходу за кишечником Р16





Тренажер по уходу за кишечником Р16





Тренажер по уходу за кишечником Р16



Тренажер по уходу за кишечником Р16





Тренажер по уходу за кишечником Р16



Тренажер по уходу за кишечником Р16



Тренажер по уходу за кишечником Р16



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10417/