

Симулятор эпизиотомии и наложения швов

Артикул: 1019639

Габариты:

Длина (см): 20.5

Высота (см): 6.5

Ширина (см): 13.5

Вес (кг): данные в процессе обновления



Описание:

Тренажер акушерский обеспечивает **реалистичные условия для практических занятий по лечению и ушиванию родовых повреждений** после вагинальных родов. Медицинский персонал (акушерки и врачи) должны постоянно совершенствоваться в диагностике и лечении родовых повреждений.

При помощи данного тренажера возможны демонстрация и проведение практических занятий по оказанию помощи при различных родовых повреждениях.

Родовые повреждения

- Медианная эпизиотомия
- Медиолатеральная эпизиотомия
- Латеральная эпизиотомия
- Разрывы влагалища
- Разрывы половых губ

Чтобы максимально приблизить к действительности лечение и ушивание родовых ран, в промежностной области **возможны пальпация и ушивание таких мышечных структур, как наружный сфинктер, поверхностная поперечная мышца промежности и луковично-губчатая мышца.** Мышечный и кожный слои могут быть ушиты отдельно. Каждый разрез можно **ушивать несколько раз.**

Материал, который использован для имитации тканей, **дает реалистичное ощущение и легко очищается.** Регулируемый держатель для имитированной ткани твердо стоит на столе и не скользит.



Симулятор эпизиотомии и наложения швов

Кроме того, вставку тренажера для наложения швов можно вынуть из держателя и работать с ней, положив ее на стол.





Симулятор эпизиотомии и наложения швов





Симулятор эпизиотомии и наложения швов







Симулятор эпизиотомии и наложения швов



Симулятор эпизиотомии и наложения швов




Симулятор эпизиотомии и наложения швов





Симулятор эпизиотомии и наложения швов



Симулятор эпизиотомии и наложения швов



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10156/