

Тренажер работы с дыхательными путями с критическими состояниями



Артикулы: 1019928

Назначение

Тренажер медицинский для обучения навыкам восстановления проходимости дыхательных путей моделирует пациента без анестезии для отработки методов интубации, вентиляции, аспирации и СЛР.

Тренажер включает реалистичные анатомические структуры и ориентиры и позволяет отрабатывать навыки интубации через рот, через нос и под пальцевым контролем, а также с введением трубок E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube® и KING System.

Анатомические ориентиры

- зубы
- язык
- рото- и носоглотка
- гортань
- надгортанник
- черпаловидные хрящи
- ложные связки
- истинные голосовые связки
- трахея
- легкие
- пищевод и желудок

Благодаря легкому наклону головы медицинское оборудование-тренажер является превосходным пособием как на начальном этапе обучения, так и для отработки навыков повышенной сложности.


Возможно ручное воспроизведение пульса на сонных артериях. Прилагаются спрей со смазкой и одноразовые нижние дыхательные пути для манекена.

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Голова/ туловище	Мужская голова	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре	Туловище с женской головой	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова	Мужское туловище	Мужская голова на плоской опоре	Мужская голова на плоской опоре
Идеально для	Вводных курсов	Вводных и углубленных курсов	Тестирования и практики Combitube®	Обучения спасению и углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей	Обучения приемам в случае труднопроходимых дыхательных путей и СЛР	Углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей	Ларингоскопии с вспомогательной аспирацией и очистки дыхательных путей	Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей и СЛР	Крикотиротомии и специальных методик обеспечения проходимости дыхательных путей	Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей при спасении и изучения анатомии
Пальцева я слепая интубация	+	+	+	—	+	+	+	+	—	—
Ларингоспазм и отек языка	—	+	—	—	—	+	—	—	+	+
Поднять стенки брюшной полости	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Аспирация	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Выдвижение нижней челюсти	—	—	+	—	+	—	—	—	—	—

Модели	арт. 1012740	арт. 1020961	арт. 1005633	арт. 1005780	арт. 1017871	арт. 1019249	арт. 1021583	арт. 1019928	арт. 1018851	арт. 1005774
Определяемый пальпацией пульс сонной артерии	+	—	—	—	+	+	+	+	—	—
Введение E.T., E.O.A., P.T.L, L.M.A., Combitube® и ларингеальной трубки	+	+	+	Только LMA и Combitube®	+	+	+	+	—	—
Дополнительные функции	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis®	Прочная конструкция и двойное легкое	Прочная конструкция и двойное легкое	Прочная конструкция и двойное легкое	Жесткий аспирационный катетер отводит нижнюю челюсть и язык, позволяя ввести ларингоскоп	Прочная конструкция и двойное легкое	Реалистичная кожа, устойчивая к повреждениям при агрессивной интубации	Изучение легочного круга кровообращения и полостей ротоглотки и/носоглотки
Поднятие стенки брюшной полости	—	+	—	—	—	—	—	—	+	+
Аспирация	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Выдвижение нижней челюсти	—	—	+	—	+	—	—	—	—	—

Определяемый пальпацией пульс сонной артерии	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru