

## Тренажер для катетеризации, мужской

**Артикул:** 1005587

### Габариты:

Длина (см): 43

Высота (см): 30.5

Ширина (см): 25

Вес (кг): 4.073



### Описание:

Катетеризация — один из базовых навыков, которыми должны владеть все будущие медработники среднего звена. Для освоения этой манипуляции нужна практика. Пациенты-добровольцы есть? Вряд ли!

Вместе с тем, тренажер катетеризации позволяет демонстрировать и **осваивать процедуру катетеризации мочевого пузыря без дискомфорта для пациентов и студентов**. Кроме того, тренажер для обучения катетеризации позволяет **изучить анатомические ориентиры и продемонстрировать приемы ухода за областью промежности**.

Усовершенствованный мужской тренажер катетеризации мочевого пузыря позволяет освоить эту процедуру в условиях, максимально близких к реальным. Катетер со смазкой вводится в отверстие уретры, проводится через уретру в мочевой пузырь. При успешном введении по катетеру **начинает поступать искусственная «моча» (вода)**. Студент ощутит имеющиеся в норме **препятствия при прохождении складок слизистой, бульбозного отдела уретры и внутреннего сфинктера уретры** непосредственно перед входом в мочевой пузырь.

Можно приобрести практические навыки того, **как правильно расположить и сместить половой член, чтобы провести катетер с минимальным дискомфортом для пациента**. Как и у настоящего пациента, перед извлечением катетера внутренний баллон должен быть полностью сдут. Неправильное использование катетера Фолея может привести к повреждению тренажера, так же как при использовании катетера Фолея у реального пациента.

## Тренажер для катетеризации, мужской



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**

[https://feba.ru/catalog/meditsinskie\\_uchebnye\\_trenazhery/trenazhery\\_manekeny\\_simulyatory/10737/](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10737/)