

## Усовершенствованный тренажер для венопункции и инъекции, рука

**Артикул:** 1005678

### Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления  
Высота (см): данные в процессе обновления  
Ширина (см): данные в процессе обновления  
Вес (кг): 5



### Описание:

Этот революционный фантом руки позволяет выполнять полную процедуру обеспечения венозного доступа для в/в лечения и флеботомии, а также на нем выделены участки для внутримышечных и внутривожных инъекций.

Специальная **8-канальная сосудистая система позволяет студентам осваивать практические навыки венопункции во всех первичных и вторичных локализациях**, включая внутривенный доступ и введение периферических внутривенных катетеров. Обслуживание искусственной венозной системы упрощено тем, что **искусственная кровь подается во все вены одновременно** из одной емкости с жидкостью.

Места внутривенных инъекций

- в пястные, пальцевые вены на тыльной поверхности кисти
- во внутреннюю поверхностную вену (v. basilica)
- в наружную поверхностную вену (v. cephalica)
- в добавочную наружную поверхностную вену
- в срединную вену предплечья

Внутримышечные инъекции могут выполняться в дельтовидную мышцу. Участки для внутривожных инъекций расположены на верхней части плеча. Освоение внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу облегчается благодаря наличию

## Усовершенствованный тренажер для венопункции и инъекции, рука

мягкой, похожей на натуральную кожи, и **естественных костных ориентиров** данной анатомической области. Внутрикожные инъекции дистиллированной воды приводят **к образованию характерных кожных валиков** в предназначенных для таких инъекций участках на верхней поверхности плеча.

Реалистичность этого усовершенствованного макета руки для тренировки венопункции и инъекций поистине потрясающа. **Мягкие, гибкие пальцы** отдельно укреплены с исключительным вниманием к каждой детали, вплоть до отпечатков пальцев! **Возможность сгибания кисти** помогает студентам развивать навыки манипуляций. **Заменяемые кожные покровы сдвигаются при пальпации вены, и при входе в вену есть различимое ощущение «провала».** Клапаны вен можно видеть и пальпировать через поверхность кожи. **Модели вен и кожи полностью заменяемы**, благодаря чему этот тренажер-макет руки будет долго выглядеть и работать как новый.

При нормальном использовании **можно выполнять сотни инъекций** до возникновения необходимости в замене вен и кожных покровов.



## Усовершенствованный тренажер для венопункции и инъекции, рука





## Усовершенствованный тренажер для венепункции и инъекции, рука





## Усовершенствованный тренажер для венепункции и инъекции, рука





## Усовершенствованный тренажер для венепункции и инъекции, рука





## Усовершенствованный тренажер для венепункции и инъекции, рука



## Усовершенствованный тренажер для венопункции и инъекции, рука



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**

[https://feba.ru/catalog/meditsinskie\\_uchebnye\\_trenazhery/trenazhery\\_manekeny\\_simulyatory/10845/](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10845/)