

НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ НА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ТРЕНАЖЕРЕ



Артикул: МУ0615

Этот сборник из 5 пособий — тренажер по базовым навыкам, — предоставляет пользователям возможность отточить свои эндохирургические способности с помощью практических упражнений. Включает в себя оттачивание манипуляций с инструментами, улучшение координации рук, повышение точности и скорости.

Пособия можно использовать как в сочетании с интерактивным лапароскопическим тренажером, так и по отдельности.

Перемещение шнурка в фиксированных кольцах

- Это задание предполагает маневрирование шнурком через кольца с помощью лапароскопического инструмента (обычно диссектора или зажима). Движение может быть как произвольным, так и по указанию инструктора.

Перемещение колец по штырькам

- При помощи лапароскопических инструментов кольца разного диаметра, расположенные на поддоне тренажера, должны быть захвачены и надеты на вертикальные столбики.

Перемещение колец по изогнутой проволоке

- При выполнении упражнений с помощью диссектора или зажима бусина захватывается на изогнутой проволоке, а движения выполняются в различных плоскостях и под разными углами.

Перемещение бусинок разного цвета по игровой доске

- Использование рассекателя или зажима помогает направлять бусины по игровому полю при выполнении этого упражнения. Вращение и углы шариков меняются по мере их перемещения по доске.

Исечение круга по образцу

- Для этого теста необходимо закрепить тканевую салфетку в держателе и нарисовать на ней круг черной нитью. Испытуемый должен отрезать участок салфетки внутри круга, не выходя за его пределы.

Комплектация:

- Посobie для лапароскопии x5
- Паспорт изделия

Материал:


Силикон, полиуретан, АБС поливинилхлорид

Габариты, мм:

150 x 150 x 80

Вес, кг:

0.5



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ




Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по
телефону

8 800 444 12 55

или отправьте письмо на почту

info@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 info@feba.ru