

Усовершенствованная учебная модель ребенка для введения дыхательной трубки



Артикулы: 1005698

Назначение

Продемонстрируйте своим студентам сложные задачи, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни.

Усовершенствованный учебный фантом головы ребенка для введения дыхательной трубки **демонстрирует опухание языка и спазм гортани**. Модель имеет **размер 8-летнего ребенка**.

Прodelайте упражнения **по введению трубки, ИВЛ и аспирации**. **Реалистичная анатомия** и опознавательные точки помогут Вам правильно сориентироваться! Возможна **интубация несколькими способами**.

Анатомические ориентиры

- зубы
- язык
- ротовая и носовая часть глотки
- гортань
- надгортанник
- черпаловидные мышцы
- складки преддверия
- голосовые связки
- трахея
- легкие
- пищевод и желудок

Способы интубации

- через рот/нос
- пальцами
- через введение Желудочной Пищевой Трубки (ЖПТ)
- через вставку Эндотрахеальной трубки (ЭТ)
- через введение Желудочной обтураторной трубки (ЖОТ),
- через введение в Фарингеальную трахеальную полость (ФТП)
- с помощью Гортанной дыхательной трубки (ГДТ)
- при помощи вставки Combitube

Возможно отделить **легкие для аускультации**. Надувной желудочный пузырь указывает на желудочную инсуффляцию. **Голова манекена для интубации наклоняется**.

Сравнительная таблица аналогов [по ссылке](#).

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru