

Симулятор Basic Lucy

Артикул: 1021721

Габариты:

Длина (см): 167

Высота (см): данные в процессе обновления

Ширина (см): данные в процессе обновления

Вес (кг): 16



Описание:

Новая линейка имитаторов родов Lucy представляет собой комплексное решение **для обучения медицинского персонала родовспоможению, начиная с дородового периода и заканчивая постнатальным уходом.** Благодаря своей непревзойденной реалистичности тренажеры Lucy помогают полностью погрузиться в процесс.

Тренажеры Lucy выполнены **с высокой анатомической точностью** и позволяют достоверно **воспроизвести как нормальное течение родов, так и осложненные случаи.** Тренажер поставляется в 3-х различных версиях, отвечающих поставленным учебным целям и финансовым возможностям клиента: Basic, Complete и Advanced.

Варианты родовых ситуаций

- вагинальные
- посредством кесарева сечения
- с наложением щипцов
- с применением вакуум-экстрактора

Помимо различных сценариев оказания акушерской помощи, симулятор родов Advanced Lucy предусматривает и другие возможности, например **измерение артериального давления и внутривенные инъекции.**

В комплект тренажера Advanced Lucy входит **манекен новорожденного для оказания акушерской помощи и проведения комплекса реанимационных мероприятий.**

Манекен родов — как манекен женщины-роженицы, так и манекен младенца, — имеет

Симулятор Basic Lucy

подвижные суставы за счет шарнирных соединений, а также метки костных структур. За счет подвижности манекена возможно установить его **в 3-х позициях: на четвереньках, лежа на боку, лежа на спине.**

Основной функционал тренажера

- Поддержание проходимости дыхательных путей: интубация и вентиляция легких с экскурсией грудной клетки
- Плодный пузырь
- Тазовое предлежание: полное, неполное, ножное и чистое ягодичное
- Раскрытие шейки матки: 6 стадий
- Сердечно-легочная реанимация (СЛР)
- Ушивание промежности после эпизиотомии
- Наружный поворот
- Пальпация плода: пальпация живота и приемы Леопольда
- Массаж дна матки
- Участки для внутримышечных инъекций (только на манекене роженицы): правая дельтовидная мышца, левая дельтовидная мышца, правое бедро
- Ручное родовспоможение: опущение плода под контролем инструктора/студента
- Прокол/разрыв плодного пузыря
- Уход за полостью рта и носа: промывание, кормление через зонд, аспирация
- Позиционирование и перемещение пациента
- Предлежание плаценты
- Оказание помощи в послеродовом периоде
- Послеродовое кровотечение
- Наложение скальп-электрода
- Помощь при дистоции плечиков: прием Мак-Робертса, надавливание на живот в надлобковой области, приемы Рубина I и II, поворот по Вудсу, обратный поворот по Вудсу, выведение задней ручки, поворот по Гаскину
- Пережатие и перерезание пуповины
- Выпадение пуповины

Симулятор Basic Lucy



Симулятор Basic Lucy





Симулятор Basic Lucy





Симулятор Basic Lucy




Симулятор Basic Lucy






Симулятор Basic Lucy



Симулятор Basic Lucy



Симулятор Basic Lucy



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10091/