



## Программное обеспечение "Реабилитационные упражнения"

**Артикул:** f930\_68

### Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления

Высота (см): данные в процессе обновления

Ширина (см): данные в процессе обновления

Вес (кг): данные в процессе обновления



### Описание:

В комплекс входят 12 двигательных игр **в программе «Стабиломер»**, а также реабилитационные тренинги диагностические тесты, поставляемые вместе со стабилотренажером.

Стабилотренажеры используют для реабилитационных упражнений с детьми с ограниченными возможностями здоровья, коррекции нарушений речи, интеллекта и психического развития.

#### Комплекс подходит для работы в:

- Дошкольных и школьных образовательных учреждениях
- Коррекционных образовательных учреждениях
- Реабилитационных и развивающих центрах
- Специализированных учреждениях для детей-инвалидов
- Домах-интернатах

Поставляется вместе со стабилотренажером А-150.

Подходит для занятий с детьми от 5 лет.

#### Технические требования

Для занятий понадобится: компьютер под управлением Windows 7 или более современной и последняя версия Adobe Flash.

#### ЧТО В КОМПЛЕКТЕ:

- Стабилотренажер А-150
- «Стабиломер» на флешке с 12 играми для стабилотренажера
- Диск или флешка с установочной программой



## Программное обеспечение "Реабилитационные упражнения"

- USB-кабель
- Документация (в печатном и электронном виде)
- Методические пособия (в печатном и/или электронном виде)
- Упаковка для хранения и транспортировки



## Программное обеспечение "Реабилитационные упражнения"



## Программное обеспечение "Реабилитационные упражнения"





## Программное обеспечение "Реабилитационные упражнения"

Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**

[https://feba.ru/catalog/interaktivnye\\_kompleksy/programmnoe\\_obespechenie\\_/11545/](https://feba.ru/catalog/interaktivnye_kompleksy/programmnoe_obespechenie_/11545/)