

Тренажер отработки действий на дыхательных путях ребенка



Артикулы: 1018865

Назначение

Фантом туловища для СЛР и отработки навыков восстановления проходимости дыхательных путей является идеальным инструментом **для отработки методов интубации, вентиляции, аспирации и СЛР.**

Особенности

Этот тренажер для отработки СЛР разработан на основе системы CRiSis™, поэтому к нему **могут быть присоединены руки, ноги и кожа грудной клетки для дефибриляции,** отработки навыков обеспечения в/в доступа, внутрикостных инфузий, мониторинга артериального давления и снятия ЭКГ.

Манекен **можно использовать с надгортанными устройствами.**

Сравнительная таблица аналогов [по ссылке.](#)

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru