

## Аксессуары к тренажерам серии Максим от Медиус



**Артикулы: несколько**

### Назначение

Медицинские расходники и аксессуары, такие как сумки и лицевые маски, являются важными компонентами, которые используются вместе с тренажерами реанимации для обучения и практики навыков оказания первой помощи и реанимации.

Сумки и чехлы для тренажеров реанимации обеспечивают безопасное и удобное хранение и транспортировку тренажеров. Они защищают тренажеры от повреждений, пыли и загрязнений, а также помогают поддерживать их в чистоте и готовности к использованию.

Лицевые маски, или маски для сердечно-легочной реанимации, используются вместе с тренажерами для демонстрации и практики правильной техники искусственной вентиляции легких при проведении реанимации. Они помогают сохранить гигиеничность при групповой практике.

### Варианты поставки

ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
	K0000608	Салфетки в количестве 100 шт.
	K0007494	Водонепроницаемый коврик (1800x600x8 мм) для проведения сердечной реанимации на улице или в помещении

ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
	K0000999	<p>Сумка-переноска (900x250x530 мм) пригодится для упаковки и транспортировки манекена-тренажера</p>
	K0001420	<p>Маски пригодятся для замены изношенной лицевой маски манекена-тренажера. Поставляются в количестве 5 шт.</p>
	K0004771	<p>Правая рука для инъекций позволяет отрабатывать внутривенные инъекции на манекен-тренажере Максим</p>

Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru