



BASICBilly без устройства обратной связи

Артикул: 1022682

Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления

Высота (см): данные в процессе обновления

Ширина (см): данные в процессе обновления

Вес (кг): 4.3



Описание:

Эта версия базового робота-тренажера СЛР BASICBilly не включает в себя устройства обратной связи.

Для выполнения директивы АНА 2019 года по использованию обратной связи в курсах СЛР, мы настоятельно рекомендуем использовать этот тренажер СЛР **в сочетании с простым в установке аппаратом СЛР [BASICBilly+ 1022626](#).**

BASICBilly - это прочный и компактный манекен для обучения СЛР:

- Изготовлен из прочного материала;
- Воздуховоды легко заменяются;
- Реалистичные анатомические ориентиры для определения правильного положения рук при сжатии грудной клетки;
- Можно практиковать реанимацию «рот в рот», «рот в нос»;
- Имеет функцию наклона головы, чтобы открыть дыхательные пути;
- Видимый подъем грудной клетки при вентиляции легких;

BASICBilly без устройства обратной связи



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

[Ссылка на страницу товара на сайте:](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/13420/)

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/13420/