

## Тренажер КатМини для демонстрации навыков катетеризации уретры у мужчин в разрезе

**Артикул:** H18E

### Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления

Высота (см): данные в процессе обновления

Ширина (см): данные в процессе обновления

Вес (кг): данные в процессе обновления



### Описание:

Тренажер катетеризации мужской используется **для обучения и тренировки медицинского персонала в правильном и безопасном введении катетера в мочеиспускательный канал (уретру) мужчины.**


Катетеризация мужской является процедурой, при которой в мочеиспускательный канал вводится тонкий гибкий трубчатый инструмент, называемый катетер, с целью сбора мочи, выполнения дренирования мочевого пузыря или проведения других медицинских процедур. Корректное выполнение этой процедуры требует навыков и аккуратности.

Тренажер катетеризации мужской имитирует реалистичную анатомию мужского уретры и мочевого пузыря. Он позволяет медицинскому персоналу тренировать технику правильного введения катетера, а также оценивать точность места введения и осуществление дренирования.

Практика на тренажере катетеризации мужской позволяет медицинскому персоналу развить навыки и уверенность в проведении данной процедуры. Это помогает предотвратить возможные осложнения и травмы при катетеризации, а также обеспечивает комфорт и безопасность для пациента.



**Тренажер КатМини для демонстрации навыков катетеризации уретры у мужчин в разрезе**





**Тренажер КатМини для демонстрации навыков катетеризации уретры у мужчин в разрезе**



## Тренажер КатМини для демонстрации навыков катетеризации уретры у мужчин в разрезе



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**

[https://feba.ru/catalog/meditsinskie\\_uchebnye\\_trenazhery/trenazhery\\_manekeny\\_simulyatory/10171/](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10171/)