

FM-приемник Roger MyLink PHONAK

Артикул: 73017

Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления
Высота (см): данные в процессе обновления
Ширина (см): данные в процессе обновления
Вес (кг): данные в процессе обновления



Описание:

Roger MyLink – доступный и простой в использовании приемник, который носят на шее. Он совместим с любым слуховым аппаратом (Phonak или других производителей), имеющим индукционную катушку, и большинством моделей передатчиков Roger.

- Высший стандарт разборчивости речи Roger
- Совместимость со всеми слуховыми аппаратами с Т-катушкой
- Совместимость с большинством передатчиков Roger
- Аудиовыход для наушников

Приемник с индукционной петлей Roger MyLink. Простой в использовании приемник Roger, надеваемый на шею. Совместим с любыми аппаратами и кохлеарными имплантатами с Т-катушкой, включая внутриушные модели

FM-приемник Roger MyLink PHONAK





FM-приемник Roger MyLink PHONAK




FM-приемник Roger MyLink PHONAK



FM-приемник Roger MyLink PHONAK



FM-приемник Roger MyLink PHONAK



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/reabilitatsionnoe_oborudovanie/narushenie_slukha/11098/