

## Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования, гистероскопии и кольпоскопии

**Артикул:** F35

### Габариты:

Длина (см): 52.5

Высота (см): 24.5

Ширина (см): 47.5

Вес (кг): 9.8



### Описание:

#### Назначение

Женский гинекологический манекен предназначен **для практики врачей в гинекологическом обследовании.**

#### Особенности медицинского манекена-тренажера

- Материал — термопластик и пористый латекс
- Сменные шейка матки и сама матка
- Имеется возможность лапароскопической визуализации матки, придатков и прочих составляющих
- Натуралистичные ткани, напоминающие кожу реальной пациентки

#### Тренируемые навыки

- Исследование шейки матки в норме с помощью вагиноскопа
- Исследование патологических изменений шейки матки
- Бимануальное исследование нормальных матки и придатков
- Вагино-ректо-абдоминальное исследование нормальной матки и ее придатков
- Бимануальное и вагино-ректо-абдоминальное исследование матки и ее придатков при патологии
- Установка и извлечение ВМК
- Исследование беременность наощупь (плод 5 мес)
- Исследование наощупь при эктопической беременности

## Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования, гистероскопии и кольпоскопии

- Диагностическое обследование при обструкции маточной трубы





**Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования, гистероскопии и кольпоскопии**





**Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования, гистероскопии и кольпоскопии**



## Тренажер для отработки навыков гинекологического обследования, гистероскопии и кольпоскопии



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

[Ссылка на страницу товара на сайте:](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10049/)

[https://feba.ru/catalog/meditsinskie\\_uchebnye\\_trenazhery/trenazhery\\_manekeny\\_simulyatory/10049/](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10049/)