

Инфракрасные наушники HeartMan

Артикул: 1022460

Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления
Высота (см): данные в процессе обновления
Ширина (см): данные в процессе обновления
Вес (кг): 0.182



Описание:

Назначение

Наушники HeartMan Infrared **используются с [системой аускультации SimulScore](#)**, обеспечивая прослушивание как в клинических, так и в образовательных ситуациях. Наушники Heartman Infrared были одобрены FDA и используются во многих больницах, где установлена система SimulScore.

Преимущества тренажера аускультации

Высокое качество звука

С данными наушниками практиканты получают отличное качество звука при прослушивании сердечных ритмов и легочных шумов.

Подходит как для больших, так и для малых залов

Наушники, подключаемые к системе звуковой трансляции, сохраняют звук в первозданном виде, ничуть не теряя в его качестве!

Польза тренажера аускультации

Тренажеры аускультации, используемые в медицинском обучении, играют ключевую роль в обучении студентов и медицинского персонала навыкам аускультации, то есть прослушиванию звуков, издаваемых внутри тела пациента. Вот несколько причин, почему тренажеры аускультации являются важными:

1. **Обучение распознаванию звуков:** с помощью данных наушников студенты учатся определять дыхательные звуки, сердечные тоны, брюшные шумы и другие аускультативные признаки для диагностики и оценки состояния

Инфракрасные наушники HeartMan

пациента;

2. **Создание реалистичного опыта:** наушники позволяют студентам провести реалистичную аускультацию и научиться интерпретировать сложные сигналы.



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10436/