



## Тренажер для катетеризации женский

**Артикул:** 1005588

### Габариты:

Длина (см): 61

Высота (см): 33

Ширина (см): 40.5

Вес (кг): 7.833



### Описание:

Катетеризация — один из базовых навыков, которым должны владеть все будущие медработники среднего звена. Для освоения этой манипуляции нужна практика. Вместе с тем, тренажер катетеризации позволяет **демонстрировать и осваивать процедуру катетеризации мочевого пузыря без дискомфорта для пациентов и студентов**. Кроме того, тренажер для обучения катетеризации позволяет **изучить анатомические ориентиры и продемонстрировать приемы ухода за областью промежности**.


Женский тренажер катетеризации мочевого пузыря состоит из резервуара («мочевого пузыря»), уретры пациентки и клапана, имитирующего внутренний сфинктер уретры. При проведении катетера через уретру и сфинктер в мочевой пузырь отмечается **реалистичное ощущение сопротивления и давления. При попадании в мочевой пузырь из катетера начинает поступать искусственная «моча» (вода)** как у настоящего пациента.

Перед извлечением катетера внутренний баллон должен быть полностью сдут. Неправильное использование катетера Фолея может привести к повреждению тренажера.

Тренажер представляет собой фантом таза женщины среднего возраста с отведенными бедрами, что соответствует правильному положению при катетеризации. Наружные гениталии и область промежности имитируют реальные. Если раздвинуть малые половые губы, видны клитор, наружное отверстие уретры и вход во влагалище.



## Тренажер для катетеризации женский



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**

[https://feba.ru/catalog/meditsinskie\\_uchebnye\\_trenazhery/trenazhery\\_manekeny\\_simulyatory/10736/](https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/10736/)