

Тренажерный модуль для остановки послеродового кровотечения к арт. 1022879

Артикул: 1021567

Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления
Высота (см): данные в процессе обновления
Ширина (см): данные в процессе обновления
Вес (кг): 1.9



Описание:

Назначение

Тренажерный модуль Р97 для остановки послеродового кровотечения предназначен **для обучения процедуре остановки послеродового кровотечения и может легко интегрироваться в симулятор родов [арт. 1022879](#).**

Этот доступный и универсальный акушерский муляж позволяет повысить уровень квалификации медицинского персонала в области оказания помощи в послеродовом периоде и остановки послеродового кровотечения.

Особенности

- После установки модуля в симулятор родов работник получает доступ к муляжам влагалища и шейки матки, изготовленным из высококачественного силикона SKINlike, представляющими послеродовый период

Тренируемые навыки

- Рождение плаценты, также ее неполное отхождение
- Определение характера послеродового кровотечения: маточное кровотечение, кровотечение из шейки матки (разрыв), вагинальное кровотечение (повреждение)
- Визуальная оценка объемов кровопотери (до 1.5 л)
- Поддержание состояния при слабой матке
- Выполнение массажа дна матки
- Выполнение бимануальной компрессии матки

Тренажерный модуль для остановки послеродового кровотечения к арт. 1022879

- Выполнение катетеризации с использованием катетера СН 14





Тренажерный модуль для остановки послеродового кровотечения к арт. 1022879



Тренажерный модуль для остановки послеродового кровотечения к арт. 1022879



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/9963/