

Модель исследования молочных желез (надеваемая)

Артикул: P1001

Габариты:

Длина (см): данные в процессе обновления

Высота (см): данные в процессе обновления

Ширина (см): данные в процессе обновления

Вес (кг): данные в процессе обновления



Описание:

Тренажер представляет собой анатомическую модель тела женщины и предназначен **для осмотра и диагностирования различных патологий развития молочной железы.**

Практикуйтесь в контролируемой среде!

Комплектность патологий

- гиперплазия молочных желез
- подвижная доброкачественная опухоль с гладкими границами
- множество злокачественных опухолей молочных желез различного размера и плотности
- метастазы злокачественных опухолей и лимфатические узлы; опухоль и увеличение лимфатических узлов в левой подмышке и в области ключицы
- птоз молочных желез
- изменения кожи типа «апельсиновой корки»
- покраснение одной из сторон молочной железы.

Медицинский тренажер для обучения осмотру женской груди является уникальным оборудованием, предназначенным специально **для практики медработников и студентов, обучающихся на врачебную специальность.** Этот тренажер воссоздает

Модель исследования молочных желез (надеваемая)

реалистичные условия и позволяет **практиковать визуальный и тактильный осмотр патологий женской груди.**

Медицинский тренажер по осмотру женской груди в разы **улучшает качество медпомощи, повышая профессионализм врачей!**



Модель исследования молочных желез (надеваемая)





Модель исследования молочных желез (надеваемая)





Модель исследования молочных желез (надеваемая)



Модель исследования молочных желез (надеваемая)



Модель исследования молочных желез (надеваемая)



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://feba.ru/catalog/meditsinskie_uchebnye_trenazhery/trenazhery_manekeny_simulyatory/13549/